



Allineatore sequenziale Magic

Istruzioni d'uso per lo **studio**

Gentile Dottore,

Le è stato appena fornito il sistema di allineatori sequenziali invisibili per il suo paziente.

All'interno della confezione troverà:

- ° Le mascherine per la realizzazione degli attachment (opzionale o quando necessario)
- ° Gli allineatori sequenziali imbustati singolarmente e numerati
- ° I modelli in gesso iniziali del paziente
- ° Il box porta allineatore
- ° Le istruzioni d'uso per il suo paziente
- ° La documentazione 46/97 CEE

Il suo paziente sarà ben felice di vedere questo Kit studiato appositamente per lui!

Prima di iniziare, è consigliabile controllare se ci sono note specifiche dal laboratorio Novadental, per verificare se sono necessari degli stripping e su quali elementi dentali. Una accurata seduta di igiene è indispensabile e, subito dopo, può consegnare le prime mascherine al suo paziente numerate con l'"1".

Se il caso prevede una sola arcata, consegnerà solo una mascherina, se prevede due arcate, consegnerà le due numero 1 superiore ed inferiore. E' consigliabile non lasciare al paziente un numero superiore di allineatori perché, si è riscontrato in alcuni casi, che il paziente stesso, sapendo che ogni allineatore lo fa avanzare di uno step, tenta di ridurre i tempi, compromettendo il lavoro programmato.

Istruisca il paziente ad indossare ed a rimuovere con cautela gli allineatori. Le mascherine sono altamente estetiche pertanto devono essere sottili ed elastiche ma questo privilegio, va a discapito della resistenza perciò, devono essere maneggiate con scrupolo.

L'inserzione può essere fatta, facendo appoggiare la mascherina sui denti e, delicatamente, con i pollici, effettuare una leggera pressione finché non entri completamente in sede: il paziente avvertirà una pressione iniziale che svanirà nel corso di poche decine di minuti.

La rimozione è leggermente più difficile ed è la fase che normalmente porta a rottura dell'allineatore. È consigliabile, far utilizzare al paziente i due indici delle mani, e, agendo su uno dei due settori posteriori dx oppure sx, dal versante palatale e vestibolare, far iniziare ad applicare una leggera trazione con le unghie sui bordi della mascherina. Sganciato un lato, è necessario ripetere la stessa cosa dall'altro versante. Rimosse le due estremità posteriori, è possibile agire sul settore anteriore utilizzando la stessa tecnica. Far indossare al paziente gli allineatori 24 ore al giorno ad esclusione dei pasti, e comunque, per un tempo non inferiore alle 20 ore.

Ogni sequenza, deve essere indossata per due settimane o, su scelta particolare del clinico, al massimo per tre. Trascorso il tempo stabilito, il paziente torna al controllo con le mascherine in bocca, ed il medico deve verificare che esse siano state indossate perfettamente e per il tempo stabilito.

È possibile fare questa verifica in due modi: la prima e quella relativa all'usura degli allineatori. Essendo molto sottili, tenuti per due settimane, tendono a cambiare leggermente di colore, e le superfici masticanti tendono ad abradarsi; la seconda riguarda un prodotto fabbricato da Erkodent che, utilizzato in alcuni casi, permette di avere nell'allineatore, un pallino con un liquido alimentare che indica al clinico, mediante il cambio di tonalità, se le mascherine siano o meno state indossate per il tempo indicato. Se tutto risulta ok, è possibile cambiare la sequenza di allineatori al paziente per lo step successivo. Tutto questo fino alla fine della terapia.

Qualora siano stati indicate delle zone da strappare, è importante farlo durante il cambio tra una sequenza di mascherine e l'altra, in maniera leggera, tanto da liberare il dente interessato. Se invece si ritiene necessario l'utilizzo di attachment, il laboratorio ha incluso nella scatola, una mascherina con dei vuoti all'interno su alcuni denti. La mascherina per gli attachment è passiva e deve essere utilizzata unicamente per la fabbricazione di questi attaccini in composito.

La procedura prevede la pulizia dei denti indicati dove applicare gli attachment, la mordenzatura e l'applicazione del primer, dopodiché bisogna colmare i vuoti della mascherina per compensare gli attachment, la mascherina viene posizionata in bocca e tramite una lampada per fotopolimerizzazione, si attaccano queste sporgenze ai denti. A polimerizzazione avvenuta, con una fresa si eliminano le eventuali sbavature e si prosegue come indicato sopra, alla consegna del primo allineatore.

Il laboratorio Novadental è comunque a completa disposizione per supportare il procedimento o per risolvere gli eventuali problemi relativi al sistema.

Buon lavoro!